


《絆創膏》【作成方法・注意点】

- 赤枠内が仕上がりサイズです。
- 塗り足しを作成してください。
- フルカラー印刷です。
- 文字をアウトライン化してください。
- 配置画像の解像度は原寸サイズで 350dpi 以上推奨。
- CMYK 以外の色形式は、印刷時に若干のくすみが生じます。



《台紙》【作成方法・注意点】


- 赤枠内が仕上がりサイズです。
- 塗り足しを作成してください。
- 表面: フルカラー印刷 裏面: 1 色印刷 (黒)
- 文字をアウトライン化してください。
- 配置画像の解像度は原寸サイズで 350dpi 以上推奨。
- CMYK 以外の色形式は、印刷時に若干のくすみが生じます。
- 裏面に記載されている情報は必須です。消さないでください。

【表面】

- サイズ: 105×67mm
- カラー: フルカラー印刷

【裏面】

- サイズ: 105×67mm
- カラー: 黒 1 色印刷



オリジナル絆創膏 スタンダードサイズ (19mm×72mm) × 2 枚入

【使用目的】きり傷、すり傷、さし傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の保護。
【使用方法】創傷面を清潔にし、パッド部分をあててテープで固定する。
【使用上の注意】
●本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、患部を清潔にし、貼り替えてください。●皮膚刺激の発生原因となりますので、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないでください。●刺激に弱い目の周囲、顔面等の柔らかい皮膚面には注意して使用してください。●患部から剥がした製品は再使用しないでください。
【貯蔵・保管方法及び使用期限】
●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
●小児の手の届かないところに保管すること。

ロット番号: X X X X X 使用期限: X X X X 年 X X 月
【材質】パッド: ポリオレフィン・レーヨン不織布
粘着テープ: ポリオレフィンフィルム(アクリル系粘着材)
第 2 種医療機器製造販売業(28B 2 X 00022)
一般医療機器 救急絆創膏 販売名: オリジナルキズテープ U R
製造販売届出番号: 28B 2 X 00022000109
製造販売業者: 浦工株式会社 住所: 兵庫県宝塚市雲雀丘山手 1-2-30
電話番号: 0 7 2-7 5 9-5 9 0 1



※ダウンロードしたテンプレート（PDF）を Illustrator 等で編集してご使用ください。

※ロット番号、使用期限は量産時に印字されます。